



## VALVOLE PEEP

Valvole PEEP regolabili da 0 a 20 cmH<sub>2</sub>O, idonee per mantenere la pressione positiva in Sistemi respiratori. Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi. Precalibrate da 2,5 a 20 cmH<sub>2</sub>O, codice 700/6339.

CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND
700/5056	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH <sub>2</sub> O	2418371	R028099
700/6336	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH <sub>2</sub> O con molla		
700/5049	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH <sub>2</sub> O CON FILTRO ANTIMICROBICO		
700/5050	VALVOLA PEEP 0 - 20 cmH <sub>2</sub> O CON MOLLA E FILTRO ANTIMICROBICO		



## PALLONE CPAP

Dispositivo ad elevata compliance. Connettore 22Flex. Capacità di 25 litri. Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND
700/5055	PALLONE CPAP	2418347	R03020102

## MANOMETRO USO SINGOLO

Per misurare il valore PEEP. Scala da 0 a 20 cmH<sub>2</sub>O. Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.



CODICE	DESCRIZIONE	RDM	CND
700/6355	MANOMETRO DA CASCO 22F	2419410	R030180
700/6353	MANOMETRO DA CASCO 22M		
700/3342	MANOMETRO DA MASCHERA 22F		



## VALVOLA BIDIREZIONALE codice 700/5067

Valvola antisoffocamento/antiasfissia. Si apre e si chiude automaticamente al valore di pressione limite di 2,5 cmH<sub>2</sub>O. L'apertura automatica della valvola consente l'ingresso dell'aria fresca e l'uscita del gas espirato. Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.



## VALVOLA UNIDIREZIONALE codice 700/5058

Valvola di sicurezza unidirezionale, per prevenire Respirazione di CO<sub>2</sub> o rischio di asfissia in caso di perdita di pressione nei sistemi respiratori a pressione positiva. Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



## VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE codice 700/5057

Valvola di sicurezza pre-calibrata a 20 cmH<sub>2</sub>O. Applicato su caschi CPAP e NIMV, evita l'aumento di pressioni interne a livelli superiori a 20 cmH<sub>2</sub>O. Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



## ESTENSIONE CVC A 4 VIE codice 700/3358

Per il collegamento al catetere venoso centrale in ventilazione non invasiva con il casco. Tenuta pneumatica, Confezione singola. Confezione multipla 10 pezzi.



## KIT PER AEROSOL codice 700/5065

Kit per la somministrazione di farmaci nebulizzati. Composto da boccaglio, tubo di collegamento, nebulizzatore e tubo di afflusso di ossigeno. Confezione singola. Confezione multipla da 10 pezzi.