

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit
Hospital Departments

DimAir Line
The Helmet
REVOLUTION



CASCHI ZIP

Casco monouso per Ventilazione Meccanica Non Invasiva (NPPB), utilizzabile anche per PSV-ASB, BIPAP e CPAP. Dotati di cerniera ermetica, consentono un accesso rapido e facile al paziente.

Comodo e pratico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cerniera di accesso a tenuta pneumatica*
- 2 asole di fissaggio sulla parte superiore del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo.
- Connessioni simmetriche R/L per un collegamento comodo e facile con l'attrezzatura su qualsiasi lato.
- Accesso a tenuta da 3 a 19 mm.
- Bretelle ascellari morbide e flessibili per prevenire il decubito delle ascelle, complete di protezione in materiale antibatterico CoolMax®.
- Connettori ISO 22M, 22F.
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile
- Lattice e PHT free.



VANTAGGI

- Dispositivo non a contatto con il viso del paziente
- Migliore tenuta
- Accesso rapido al volto del paziente anche in caso di emergenze
- Possibilità di effettuare alimentazione e svezamento senza togliere il casco.
- 6 connettori simmetrici destra / sinistra per il collegamento del generatore di flusso/ventilatore su qualsiasi lato.
- maggiore flessibilità nella mobilitazione del paziente



NIMV 6R ZIP

Casco per Ventilazione Non Invasiva (NPPB), utilizzabile in PSV-ASB, Bilevel e CPAP. 6 connettori ISO posti sull'anello rigido per una maggiore Efficacia, Praticità e Comfort. Il collegamento all'anello rigido riduce i ritardi di risposta dei trigger <0,1".

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
600/5586	XXS	2683511	R0301010402
600/5234	XS		
600/5235	S		
600/5236	M		
600/5237	L		
600/5238	XL		
600/5239	XXL		
600/5582	3XL		



COMFORT CPAP ZIP

Casco per CPAP. Privo di anello rigido, previene decubito alla nuca e alle spalle del paziente. L'elevato comfort consente l'utilizzarlo per tempi prolungati.

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
500/5579	XXS	2683503	R0301010401
500/5441	XS		
500/5442	S		
500/5443	M		
500/5444	L		
500/5445	XL		
500/5446	XXL		
500/5568	3XL		



COMFORT NEO-PED ZIP

Casco CPAP per pazienti neonatali da 3 a 5 Kg, e pediatrici da 5 a 15 Kg. Privo di anello rigido, previene il decubito alla nuca del paziente. La patella di contenimento è realizzata in CoolMax® igienico antibatterico.

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
500/5447	NEO	2683503	R0301010401
500/5448	PED		

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

