

PRODUCT LINE

**DIMAR**

Ambulance  
Emergency  
Hospital Department

# *DimAir Line*




**CASCO CPAP**  
**COMFORT COULISSE**

# CASCO CPAP EASY VENT EMERGENCY COULISSE

- Casco monouso per il trattamento in emergenza dell'insufficienza respiratoria acuta in CPAP.
- Dotato di chiusura rapida "Coulisse", può essere rapidamente applicato da un unico operatore.
- Taglia unica, assicura la tenuta pneumatica su pazienti di qualsiasi dimensione.
- Confezionamento compatto e leggero.
- Dotato generatore Venturi Easy Vent ad alta efficienza, valvola PEEP regolabile e manometro per il controllo della pressione.
- Collegabile direttamente alla fonte di ossigeno per la somministrazione della CPAP.
- Eccellente rapporto qualità / prezzo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Taglia unica per qualsiasi paziente.
- Chiusura a coulisse.
- Generatore Venturi, valvola PEEP e manometro di pressione già inseriti per un rapido utilizzo.
- Bretelle ascellari morbide per un rapido bloccaggio.
- In materiale plastico biocompatibile.
- Singolo paziente.
- Latex e PHT free.



## VANTAGGI:

- Posizionamento rapido.
- Posizionabile da un unico operatore.
- Rapida pressurizzazione delle vie respiratorie.
- Applicabile a pazienti di qualsiasi taglia.
- Confezionamento compatto e leggero.
- Pratico ed efficace.

## RIFERIMENTI:

CODICE	MISURA	Volume interno* (Lt - testa esclusa)	RDM	CND/EMDN
500/8612I	TAGLIA UNICA	15,7 Lt	2683503	R0301010401

\*+/- tolleranze dimensionali escluso collare e testa paziente

- Confezione singola Confezione multipla da 5 pezzi
- Possibilità di creare modelli, versioni e pacchetti personalizzati su richiesta