

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit &
Hospital Departments

100%
MADE IN ITALY

DimAir Line

5° PUNTO
DI FISSAGGIO

NUCALE
INTERCAMBIABILE

VERSIONI
MONOPAZIENTE
-RISTERILIZZABILE

MAGGIOR SPAZIO
PER IL NASO

PASSAGGIO
DEDICATO
PER
FIBROBRONCOSCOPIO

RACCORDI
INTERCAMBIABILI

PASSAGGIO
DEDICATO
PER SONDINO
NASOGASTRICO

TOTAL FACE DIMAX

MASCHERA DIMAX TOTAL FACE

Maschera Total Face di nuova generazione per la Ventilazione Meccanica Non Invasiva in tecniche di PSV, BIPAP e CPAP. Caratterizzata dalla presenza di 5 punti di fissaggio, ottimizza il sincronismo paziente/ventilatore, riducendo le perdite e migliorando il comfort. L'ampio spazio per i nasi prominenti e la possibilità di sostituire il raccordo per trasformare la stessa maschera in Vented o Non Vented, rendono DIMAX ZERO l'interfaccia ideale per la Ventilazione Non Invasiva.

7 plus

- + Raccordi
- + Comfort
- + Tenuta
- + Praticità
- + Versatilità
- + Sicurezza
- + Versioni



Il 5° punto di fissaggio consente una maggior tenuta e maggior comfort



Kit con Easy Vent



Raccordo "NonVented" con valvola di sicurezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 5 punti di fissaggio.
- Maggior spazio per il naso.
- Accessi dedicati per SNG.
- Connettori intercambiabili.
 - 22M Vented
 - 22F Non Vented



Passaggio dedicato per SNG



Raccordo "NonVented" per ventilatore bitubo



Raccordo "Ventilato" con valvola di sicurezza

VANTAGGI

- Maggior sincronismo Paziente/Ventilatore.
- Maggior tenuta pneumatica.
- Maggior comfort per nasi prominenti.
- Minor trazione del nucale.
- Minori rischi di lesioni da contatto.
- Possibilità di passaggio per SNG e sonda per Fibrobroncoscopia, senza perdite e interruzione della ventilazione
- Versioni Monopaziente e Risterilizzabile in Autoclave 134° C. - Gas Plasma - ETO



RIFERIMENTI:

MONOPAZIENTE**	TAGLIA	RDM	CND/EMDN	RISTERILIZZABILE***	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6989	XS/PED	2683312	R0301010202	700/7268	XS/PED	2683333	R0301010202
700/6709	SMALL			700/6739	SMALL		
700/6710	MEDIUM			700/6740	MEDIUM		
700/6711	LARGE			700/6741	LARGE		
700/6712	EXTRA LARGE			700/6742	EXTRA LARGE		
700/7243	EXTRA EXTRA LARGE			700/7269	EXTRA EXTRA LARGE		

** In confezione singola
Confezione multipla da 5 pezzi

*** In confezione singola